

GTX Compressor 使用报告

人和未来生物科技有限公司

2016年10月



摘要

GTX Compressor 是 Genetalks 公司 GTX Lab 实验室开发的面向大型数据(数 GB 甚至数 TB 数据,尤其是生物信息数据)上云,而量身定制的复杂通用数据压缩打 包系统,可以对任意基因测序数据以及数据目录进行高压缩率的快速打包,形成单个压缩数据文件,以方便存储档与远程传输、校验。区别于以往的压缩工具,GT Compressor系统着力于高压缩率,高速率,方便的数据抽取。

GTX Compressor 可以在 AWS C4.8xlarge 机器(或同配置服务器),以超过 114MB/s 的速度,将接近 200GB 大小的 33 个质量数的 FASTQ 文件 (NA12878_1.fastq),在 29 分钟内压缩到原大小的 13%,而对于 X10 等只有 7 个质量数的 FASTQ 数据,其压缩率更可以达到 5.5%。

考虑商业使用时,用户会将大量 FASTQ 样本集中打包进一个压缩包中,因此,数据的随机抽取是一个重要的使用特性。GTX Compressor 的数据压缩引擎与存储格式从设计之初,就允许用户可以不用展开压缩包,即可随机抽取其中的任何一个文件的任何一个部分。GTX Compressor 不仅提供命令行抽取文件以及文件中内容,更提供基于 Python 的丰富 API 解包接口,允许用户使用程序自动地、灵活地枚举压缩包中的文件,并使用丰富方便的数据抽取接口,对压缩数据中任意文件,或是文件中任意部分进行解压,并可以将解压过程集成进用户自己的数据自动化处理流程中。



系统特点

该数据打包压缩系统的特点:

- ➤ 高压缩比:采用 Context Model 压缩技术,配合多种优化的预测模型,平 衡系统并发度与内存资源消耗后,能达到极高的压缩率。对 FASTQ 文件,压缩率最高可达 5.58%。
- ▶ 高性能: GT Compressor 充分发挥了 CPU 的并发性以及计算能力。在普通 20 核服务器上,最高能够以接近 114MB/s 的流量输入数据并压缩完毕。
- ➤ **专通结合**: GT Compressor 即包含专门针对生物信息领域 FASTQ 文件的特殊压缩框架和技术;也同时支持对任意二进制文件或文本文件的高倍率压缩。
- ➤ All in One: 目录、子目录、多个文件以及各种文件类型均可压缩打包成一个文件,该文件被称为多流文件,可以方便地进行传输、存储与校验。
- ▶ 增删随意:将多流文件包视为一个压缩文件系统,可以在里面任意删除和添加文件。
- ▶ **直接抽取**: GT Compressor 的多流文件格式允许解压器或 Python 解压库可以任意抽取其中的某一个压缩文件,而不用完全解压所有包中文件后才能提取指定文件内容。此外,GT Compressor 中的压缩算法设计之初,既考虑了用户解压所需的"随机寻址"能力,工程实现上,通过开放 Python API 接口允许用户甚至不需要完整解开目标文件,即可以"随机寻址"方式对压缩包中的某个文件的某个部分进行读取。
- ➤ 接口丰富: 提供基于 Python 的丰富 API 解包接口,允许用户使用程序自动地、灵活地枚举压缩包中的文件,并使用丰富方便的数据抽取接口,对压缩数据中任意文件,或是文件中任意部分进行解压,并可以将解压过程集成进用户自己的数据自动化处理流程中。



软件操作手册(beta版)

2.1 命令行说明

执行 ./gtz -h , 输出命令行帮助说明

USAGE:

通用选项说明:

-h:输出以上命令行帮助信息

--version:输出 gt_compress 程序的版本号

压缩选项说明:

-i:压缩时增加索引,主要用于在压缩文件中快速检索 fastq 文件的某段内容,该选项会降低压缩速度

-a: 追加模式,本次压缩的内容会追加到压缩文件中

-g:分组加速压缩,分组越多,需要的 cpu 和内存越多,压缩速度越快。不指定该值

时,程序会根据 cpu 和内存自动选择最优值

-o:指定压缩文件名,不指定时,默认为out.gtz

file_name:需要压缩的文件或目录,若不指定,则从标准输入中读入数据

解压选项说明:

-n:指定需要检索输出的行数,输出的行数为该值*4,负数为向后检索

-I: 指定需检索的起始行, 起始行在 fastq 中的位置为(该值-1)*4

-o:指定输出文件名,使用-n或-l时需要指定该选项,否则不需要该选项



-t: 解压数据输出至标准输出

file_name: gtz 格式的压缩文件

2.2 压缩和解压示例

一、压缩一个文件

二、压缩多个文件 (示例:2个文件)

三、压缩目录 (目录下有 5 个文件)

四、压缩管道数据


```
$ cat sample.fastq | ./gtz -o sample.fastq.gtz
Powered by GTXLab of Genetalks.
Compressing
66646536-->8430561 in 0h0m3s [compress ratio:12.65%]
```

五、解压压缩文件

注:解压到压缩时的相对目录文件中



六、解压压缩目录



七、解压压缩文件至管道

注: gtz 的解压数据重定向给 head。第 1 行为 gtz 的标准错误输出,后 8 行为 head 输出。

@BBFDFFFHFHHHIJJJJFIHHFHFHJCIHFHIJJJJJJJJJJIJIJJJBEGIGHIHGHHHEFCDFFEDEEDEEDDD?CCCDDDDDDDDC

2.3 Python 支持及相关工具脚本的使用

本软件提供了对 python 的支持与对接,通过开发及执行工具脚本,可以更方便的使用软件。

Python 库名称 gtz,导入 Python 库时确保 gtz.so 文件与 Python 程序在同一目录或该文件所在目录指定在 PYTHONPATH 环境变量中,使用时仅需:

import qtz

Python GTZ 库提供如下接口:

new_decompressor (gtz_file_name)

输入:gtz_file_name 即 gtz 文件的文件名,若不是当前路径的文件,需指定包含完整路径的文件名;

输出: decompressor 类对象,该类对象的使用方式如下实例代码:

```
import gtz
dcomp = new_decompressor( "my_gtz.gtz" )
for ( file_name, file_size, total_fastq_lines_group, this_file_dh ) in dcomp:
    ....
```



其中,decompressor 对象以及内置了迭代器方法,允许用户轻松使用迭代器方法枚举压缩文件中的文件名,文件大小,文件中的行数,以及一个针对这个文件的解压 handle 对象:this_file_dh。

而每个解压 Handle 对象提供以下解压方法:

```
#!/usr/bin/env python
import ctypes
import sys
import gtz
import getopt

#args 为压缩包包名
def show_fileinfo(args):
    cl = gtz.new_decompressor(args)
    for (fn,fs,fg,dh) in cl:
        print "filename:",fn," filesize:",fs," filelines:",fg
```

```
./show_gtzfile_info.py -f source.gtz
filename: source_dir/source1.fastq filesize: 661381 filelines: 10000
filename: source_dir/source2.fastq filesize: 6639641 filelines: 100000
filename: source_dir/source3.fastq filesize: 66646536 filelines: 1000000
```

this_file_dh .decompress (user_progress_callback_func)

该方法允许用户解压 this_file_dh 对象所对应的文件,文件名由之前迭代器给出,用户可以提供解压进度回调接口,解压过程中每前进 1%进度,就会调用user_progress_callback_func(progress_per_cent),progress_per_cent 代表解压进度的浮点数,由解压器提供。

```
# arg1 为压缩包包名,arg2 为要解压的文件名称
def show_fileinfo(arg1,arg2):
    cl = gtz.new_decompressor(arg1)
    for (fn,fs,fg,dh) in cl:
        if fn == arg2:
            def print_progress(progress):
            print progress
        dh.decompress(print_progress)
```

this_file_dh.decompress_index(start_lines, lines_num, to_which_file)。此方法允许用户抽取 this_file_dh 对应文件的相应行数,输出到文件。接收参数1:



为起始行数 2:需要获取的行数 3.输出文件名

(注意:输入的起始行数与需要获取的行数,都必须为4的整数倍)

```
#arg1 为压缩包包名,arg2 为要解压的文件名,arg3 为起始行数,arg4 为需要的行数,arg5 为输出的文件名。
def show_fileinfo(arg1,arg2,arg3,arg4,arg5):
    cl = gtz.new_decompressor(arg1)
    for (fn,fs,fg,dh) in cl:
        if fn == arg2:
            dh.decompress_index(int(arg3),int(arg4),arg5)
```

this_file_dh. decompress_toline(start_lines, lines_num, user_callback)。
 此方法允许用户抽取 this file dh 对应文件的相应行数,输出到用户的回调函数。

接收参数 1:为起始行数,接收参数 2:需要获取的行数 3.用户提供的回调函数 该回调函数接收一个字符串参数。解压器每次解压出一行即调用一次回调函数。

具体地,我们在比赛提交的压缩包中准备了多个示例 python 程序,同时,这些 python 程序也是可以提供比命令行更加丰富解压能力的小工具。

(注意:输入的起始行数与需要获取的行数,都必须为4的整数倍)

```
# arg1 为压缩包包名,arg2 为要解压的文件名,arg3 为起始行数,arg4 为需要的行数 def show_fileinfo(arg1,arg2,arg3,arg4):
    cl = gtz.new_decompressor(arg1)
    for (fn,fs,fg,dh) in cl:
        if fn == arg2:
        def get_decompress_line(decompress_line):
            print decompress_line,
        dh.decompress_toline(int(arg3),int(arg4),get_decompress_line)
```



CCCFFFFFHHHGHJJJJJGGIIJJJJJJJJJJJJJHHHFFFFEECCCDDCDDDDDDDDDDDDDDDDBBD>CDCDDDEECDD??BDEDCCDDDDDDDDE @ERR194147.15 HSQ1004:134:C0D8DACXX:4:2206:2803:99615/1

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCTCCATGCATTTGGTATTTTCGTCTGGGGGGGTATGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGG

@<=DBDDDH<AF><:B?EF@DECEHGCHFCAE;EEA0?D@GFFFFC8??FHIFHI@=CGE4;6@EH=CE?>&)+::C(89><>>>@C>>A:909B<2.000

2.3.1 执行 show_gtzfile_info.py 直接查看压缩文件的相关信息

\$./show_gtzfile_info.py -f source.gtz

filename: source_dir/source1.fastq filesize: 661381 filelines: 10000 filename: source_dir/source2.fastq filesize: 6639641 filelines: 100000 filename: source_dir/source3.fastq filesize: 66646536 filelines: 1000000

注:filename:文件名 filesize:文件大小 filelines:文件行数(如果文件为非 fastq 格式,则只会正确显示 filename 与 filesize,filelines 默认为 1)。

相关调用的 api 说明:gtz.new_decompressor(args)。gtz 为 gtz.so 模块名称,它提供一个 new_decompressor 方法,此方法入参为压缩包的文件名。返回值为一个 python 元组。里面依次为文件名称,文件大小,文件行数,对应文件的操作指针。

10 def show_fileinfo(args):

- 11 cl = gtz.new_decompressor(args)
- 12 for (fn,fs,fg,dh) in cl:
- print "filename:",fn," filesize:",fs,"filelines:",fg

2.3.2 执行 decompress_as_default_name.py 脚本直接解压压缩包里指定的文件

相关调用的 api 说明:dh.decompress(print_progress)。dh 为对应文件的操作指针。decompress 为解压到默认文件名的方法。它入参为一个接收解压进度的函数指针。

无返回值。

#arg1 为压缩包包名,arg2 为要解压的文件名称

- 11 def show_fileinfo(arg1,arg2):
- 12 cl = gtz.new decompressor(arg1)
- 13 for (fn,fs,fg,dh) in cl:
- if fn == arg2:



- def print_progress(progress):
 print progress
 dh.decompress(print_progress)
- 2.3.3 执行 decompress_index_assign_name.py 检索文件中指定的内容

(说明:从压缩包里读取 source_dir/source1.fastq 文件的第 40 行开始,取 2000 行

数据)

相关调用的 api 说明:dh.decompress_index(int(arg3),int(arg4),arg5)。此方法为抽

取指定文件的相应行数,输出到文件。接收参数1:为起始行数,接收参数2:需要获

取的行数 3.输出文件名

(注意:输入的起始行数与需要获取的行数,都必须为4的整数倍)

#arg1 为压缩包包名,arg2 为要解压的文件名,arg3 为起始行数,arg4 为需要的行数,arg5 为输出的文件名。

11 def show_fileinfo(arg1,arg2,arg3,arg4,arg5):

- 12 cl = gtz.new_decompressor(arg1)
- 13 for (fn,fs,fg,dh) in cl:
- if fn == arg2:
- dh.decompress_index(int(arg3),int(arg4),arg5)

2.3.4 执行 decompress_index_getlines.py 索文件中指定的内容 输出至屏幕

(说明:从压缩包里读取 source_dir/source3.fastq 文件的第 40 行开始,取 20 行数

据)

- $\$./decompress_index_getlines.py$ -o source_dir/source3.fastq -f source.gtz -b 40 -s 20 @ERR194147.11 HSQ1004:134:C0D8DACXX:4:1101:19001:189144/1
- ${\tt GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCTCCATGCATTTGGTATTTTCGTCTGGGGGGGTATGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGG}$
- CCAGCGTCTCGCAATGCTATCGCGTGCATACCCCCCAGACGAAAATACCAAATGCATGGAGAGGTCCCCGTGAGTGGTTAATAGGGTGATAGACCTGTGATC



@ERR194147.14 HSQ1004:134:C0D8DACXX:3:1205:17329:12342/1

CCCFFFFFHHHGHJJJJJGIIJJJJJJGGIIJJJJJJJJHHHFFFFEECCCDDCDDDDDDDDDDDDDDDDBBD>CDCDDDECDD??BDEDCCDDDDDDDE @ERR194147.15 HSQ1004:134:C0D8DACXX:4:2206:2803:99615/1

@<=DBDDDH<AF><:B?EF@DECEHGCHFCAE;EEA0?D@GFFFFC8??FHIFHI@=CGE4;6@EH=CE?>&)+::C(89><>>>@C>>A:909B<2.000

相关调用 api 的说明: dh.decompress_toline ()。此方法可以获取指定文件的的相

应行数到 python 执行环境.它接收 3 个参数,参数 1:起始行数 参数 2:获取的行数

参数 3:函数指针

(注意:输入的起始行数与需要获取的行数,都必须为4的整数倍)

#arg1 为压缩包包名,arg2 为要解压的文件名,arg3 为起始行数,arg4 为需要的行数

11 def show_fileinfo(arg1,arg2,arg3,arg4):

- cl = gtz.new_decompressor(arg1)
- 13 for (fn,fs,fg,dh) in cl:
- 14 if fn == arg2:
- def get_decompress_line(decompress_line): 15
- 16 print decompress_line,
- 17 dh.decompress_toline(int(arg3),int(arg4),get_decompress_line)